

BlueROCKER®

2.0

***Te
toivoitte***

***Me
kuuntelimme***

**ToeOFF 2.0®
Addition Beige**



**ToeOFF 2.0®
Addition Musta**



**17 Years As The
World Leader In
Carbon Composite
AFO Solutions**

CAMP®
SCANDINAVIA

www.camp.se

ToeOFF® tuoteperheen esittely

ToeOFF®

ToeOFF-perhe sisältää ainutlaatuisen sarjan riippunilkaortooseja, jotka kehitetään ja valmistetaan Ruotsissa. ToeOFF, joka oli ensimmäinen, riippunilkan hoitoon tarkoitettu, esivalmistettu riippunilkaortoosi, on vuodesta 1997 valloittanut maailmaa. ToeOFF-perheen ortoosit eroavat merkittävästi muista markkinoilla olevista AFO-tuotteista dynaamisuutensa ja avoimen rakenteensa ansiosta. Ortoosi tukeutuu säären etuosaan, mikä tekee siitä erityisen.

Pehmeä kantaisku, tukivaiheen stabiliteetti ja dynaamisuus varvastyöntövaiheessa lisäävät asiakkaan toimintamahdollisuuksia ja helpottavat luonnollista kävelyä.



Käyttötarkoitus

Ypsilon, ToeOFF ja BlueROCKER ovat jalan tukemiseksi tarkoitettuja ortooseja, silloin kun jalan aktiivinen dorsaalifleksio on rajoittunut. Ortoosien tarkoituksena on myös tehostaa jalan heilautusvaihetta. KiddieGAIT ja KiddieROCKER ovat tarkoitettu jalan ja nilkan asennon kontrolloimiseksi sekä luonnollisemman kävelyn saavuttamiseksi lapsen kasvun aikana.

Indikaatiot

Ypsilon, ToeOFF ja BlueROCKER ovat suunniteltu halvauksen, MS-taudin, postpoliosyndrooman, lihasdystrofian, selkäydinvamman, traumaattisten aivovammojen, Guillan-Barres syndrooman, Charcot-Marie-Toothin taudin, myelomeningoseelen, neuropatian ja cerebral paresin aiheuttaman riippunilkan hoitamiseksi.

Ypsilon, ToeOFF, BlueROCKER, KiddiGAIT ja KiddieROCKER ovat kaikki ulkoasultaan samantyyliisiä ortooseja. Samanaikaisesti ne kuitenkin täyttävät hyvin erilaisia tarpeita. Seuraa huolella näitä ohjeita valitaksesi asiakkaallesi parhaiten sopivan mallin.

Alla olevassa kuvassa näytetään tuotteen stabiliteetti suhteessa asiakkaan stabiliteettiin ilman ortoosin käyttöä.



Ortoosiin rakennetun apuvälineteknisen periaatteen ymmärtäminen.

Ypsilon

Lievempi riippunilkka

Sallii jalan liikkua enemmän mediaalisesti ja lateraalisesti sekä jättää nilkan vapaaksi.

Pitkä varsi

Mahdollistaa ortoosin mukautumisen sekä muotoutumisen sääreen kävelyn aikana. Pienempi vastus kantauskun aikana.

Varsi ylöttyä lateraalisesti nilkan yläpuolelle

Jättää nilkan vapaaksi.

Y-muotoinen varsi on ainoa painopiste tibian kohdalla

Jättää tibian harjun vapaaksi

ToeOFF

ToeOFF 2.0 KiddieGAIT

Lievästä kohtalaiseen riippunilkkaan

Lievästä kohtalaiseen riippunilkkaan, jossa yhdistyy nilkan instabiliteetti.

Täysin peittävä ja anatomisesti muotoitu tibian harju

Tibian maksimaalinen stabiliteetti ja tuenta.

Lyhyempi varsi lukkiutuu nilkan ympärille

Jalan ja nilkan maksimaalinen mediaalilateraalinen rotaation tuenta.

BlueROCKER

BlueROCKER 2.0 KiddieROCKER

Vaikeampi riippunilkka

Vaikeampi riippunilkka, jossa yhdistyy laajempi nilkan instabiliteetti ja/ tai proksimaalinen heikkous.

Täysin peittävä ja anatomisesti muotoiltu tibian harju

Tibian maksimaalinen stabiliteetti ja tuenta.

Lyhyempi varsi lukkiutuu nilkan ympärille

Jalan ja nilkan maksimaalinen mediaalis-lateraalinen rotaation tuenta.

2.0 PERHEEN

edut & toiminnot

Arvostetut ToeOFF® toiminnot!!

Tapahtuu jalan etupuolella

- Parempi tasapaino, sillä ortoosi vaikuttaa stabiliteettiin korkeammalla liikeketjussa ja parantaa proprioseptiikkaa.
- Ortoosisissa on vähemmän jalan herkkiä pehmytosia ja kantapäätä painavia kohtia.

Kevyt ja kestävä

- Ainutlaatuinen koostumus, missä hiilikuitu, lasikuitu ja Kevlar toimivat yhdessä.

Lisääntynyt stabiliteetti

- Palvelee erilaisten asiakkaiden tarpeita kokojen mukaan lisääntyvän stabiliteetin ja dynaamisen toiminnallisuuden ansiosta.

Stabiili lateraalipuoli & dynaaminen jalkalevy

- Avustaa aktiivista varvastyöntöä.
- Vähentää kävelyyn käytetyn energian määrää.

Avoin kantaosa

- Sallii kantaluun liikkumisen inversiosta eversioon, mikä on luonnollinen osa normaalia kävelyä.



UUDET ToeOFF® toiminnot!

Uudenlainen kiinnitysjärjestelmä

- Vähentää ortoosin siivekkeiden taipumista edestakaisin.
- Krokotiilinkita-lukitus mahdollistaa nauhojen asentamisen oikealle tai vasemmalle puolelle.
- Leveämmät nauhat lisäävät mukavuudentuntua.
- Nauhat kiinnitetään sisäpuolelle, mikä vähentää niiden vaatteisiin tarttumisen riskiä sekä likaantumista.
- Voit valita nauhat D-lenkin kanssa tai ilman.

Siivekkeiden pehmeämpi muotoilu

- Parempi istuvuus.
- Vähemmän herkästi rikkoutuvia reunoja.
- Siivekkeiden uudenlainen geometria

Korkeampi XL - koko

- XL-koko on 2 cm:ä korkeampi.
- Istuu paremmin jos sääri on pidempi.

Valmiiksi asennettu MikroFIX

- Helpottaa ja nopeuttaa SoftKITin tai ComfortKITin kiinnittämistä.

Tasainen ja sileä pinta

- Sisäpuoli ja ulkopuoli ovat sileämpiä.
- Kulutusta kestävämpi ulkopuoli.



NaviGAIT™



Ypsilon™



**ToeOFF®
2.0**



ToeOFF®



**BlueROCKER®
2.0**



BlueROCKER®

ToeOFF® FAMILY



ToeOFF
addition



ToeOFF
Lyhyt



ToeOFF
Custom



KiddieGAIT



Kiddie
ROCKER



KiddieGAIT
Baby koko



SoftSHELL
aikuisille



SoftSHELL
nuorille



SoftSHELL
pikkulapsille

Support For Better Life

Patent no.:

ToeOFF®, BlueRocker™, KiddieGAIT™, KiddieROCKER™: AU736950, BE1005297, BE1114626, DK1005297, DK1114626, FI1005297, FI1114626, FR1005297, FR1114626, IE1005297, IE1114626, IT1005297, IT1114626, CA2279225, CNZL97181689.1, NL1005297, NL1114626, NO313656, PL194247, CH1005297, CH1114626, ES1005297, ES1114626, GB1005297, GB1114626, SE1005297, SE1114626, DE69709184.8-08 DE69732541.5-08, US5897515, ATE210417, ATE289187, and additional patents pending. Ypsilon: GE60208889.5-08, GB1379201, IT1379201, US6887213 ©

2.0 ToeOFF® FAMILY



ToeOFF 2.0



BlueROCKER 2.0



ToeOFF Addition 2.0
Beige



ToeOFF Addition 2.0
Black

KOKOTAULUKKO

Koko	Korkeus mm	Jalkalevyn pituus mm	Kannan korkeus mm
X-Small	360	210	12
Small	380	230	12
Medium	405	245	15
Large	430	270	16
X-Large	450	285	16

**Saat lisätietoa tuotteidemme
tuotenumeroista, väri- ja
nauhavaihtoehtoista, kokovaihtoehtoista
sekä muista yksityiskohdista
nettisivuiltamme www.camp.fi.**

TUOTTEET

Tuotenro.	Tuotekuvaus
28920	ToeOFF 2.0, tavalliset nauhat
28922	ToeOFF 2.0, nauhat D-lenkillä
28940	BlueROCKER 2.0, tavalliset nauhat
28942	BlueROCKER 2.0, nauhat D-lenkillä
28950	ToeOFF Addition 2.0 musta, tavalliset nauhat
28951	ToeOFF Addition 2.0, musta, nauhat D-lenkillä
28953	ToeOFF Addition 2.0, beige, nauhat D-lenkillä
28921	ToeOFF 2.0 sovitusortoosi, tavalliset nauhat
28930	ToeOFF 2.0 sovitussetti (6 kpl), tavalliset nauhat
28923	ToeOFF 2.0 sovitusortoosi, nauhat D-lenkillä
28931	ToeOFF 2.0 sovitussetti (6 kpl), nauhat D-lenkillä
28941	BlueROCKER 2.0 sovitusortoosi, tavalliset nauhat
28943	BlueROCKER 2.0 sovitussetti (6 kpl), tavalliset nauhat
28944	BlueROCKER 2.0 sovitusortoosi, nauhat D-lenkillä
28945	BlueROCKER 2.0 sovitussetti (6 kpl), nauhat D-lenkillä
28750	SoftKIT 2.0
28751	ComfortKIT 2.0